

WEGO 威高  
NIKKISO



MODEL **DBB-27**  
单人用血液透析装置

# 技术参数 DBB-27

## 概述

<b>外形尺寸</b>	高度 1220mm / 宽度 300mm / 进深 370mm
<b>重量</b>	约 60 公斤
<b>显示屏幕</b>	12.1 英寸高解析度 TFT 液晶触摸屏
<b>供水</b>	
供水压力	70kPa ~ 300kPa
供水温度	5℃ ~ 35℃
<b>排水</b>	
排水高度	最大 30cm
<b>浓缩液供应</b>	
供液压力	0 ~ 5kPa
吸入高度	最大 50cm
<b>供电</b>	
电压 / 频率	AC 220V 50/60Hz
功率	约 1300W

## 体外循环部分

<b>静脉压监测</b>	
显示范围	-200 ~ +500mmHg
精度	± 10mmHg
<b>血液泵</b>	
血流量	40mL/min ~ 600mL/min
<b>空气探测器</b>	
检测方式	超声波方式
检测精度	普通气泡: 0.02mL 微小气泡: 0.0003mL
<b>肝素泵</b>	
设定范围	0mL/h ~ 10.0mL/h
快进功能	10.0mL/h ~ 1500mL/h
注射器类型	10mL、20mL、30mL

## 消毒方式

药液消毒、热消毒、热水柠檬酸消毒

※注意：厂家有权在不发出通知的情况下修改相关内容，并保留最终解释权。采购的设备配置及服务情况，以签订的合同为准。

## 透析液路部分

<b>透析液流量</b>	
设定范围	300mL/min ~ 700mL/min
<b>透析液温度</b>	
设定范围	30℃ ~ 40℃
精度	± 0.5℃
<b>透析液浓度</b>	
设定范围	12.5mS/cm ~ 15.5mS/cm
<b>浓缩液配比</b>	
配比比例范围	1: 16 ~ 1: 46 (B 原液: 水)
配方类型	醋酸盐 / 碳酸氢盐, 可预存 5 种配方
<b>脱水</b>	
脱水速度范围	0 ~ 4.00 L/h
精度	± 30mL/h 透析液流量的± 0.1%
<b>漏血探测器</b>	
灵敏度	血液 0.5mL / 透析液 1L
<b>跨膜压监测</b>	
显示范围	-100 ~ +500mmHg
精度	± 10mmHg
<b>透析液压监测</b>	
显示范围	-600 ~ +600mmHg
精度	± 10mmHg

## 选装件

血压计组件 (BPM)  
原液喷嘴清洗组件  
血容计组件 (BVM)  
通讯组件



### 日机装株式会社

#### 医疗器械事业本部国际部

地址: 日本国东京都涩谷区惠比寿 4 丁目 20 番 3 号  
邮编: 150-6022  
电话: 0081-3-3443-3727  
传真: 0081-3-3440-0681  
网址: www.nikkiso.co.jp

### 日机装株式会社中国地区代表

#### 上海日机装贸易有限公司

地址: 上海市延安西路 728 号 27 层 L 座  
邮编: 200050  
电话: 0086-21-52393637  
传真: 0086-21-52393639  
网址: www.nikkiso-sh.com

### 日机装中国大陆地区总代理

#### 威海威高血液净化制品有限公司

地址: 上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 30 号  
邮编: 201206  
电话: 0086-21-60437333  
传真: 0086-21-60437222  
网址: www.wgpb.com.cn