

WEGO 威高
NIKKISO



我们带来的不仅仅是日本先进技术
还有威高日机装独有的贴心服务

MODEL DBB-27C

单人用血液透析装置

3年的 免费保修 >>>>

>>>> 每1500小时的 定期保养

是我们的郑重承诺 >>>>



技术参数 DBB-27C

概述	
外形尺寸	高度 1220mm / 宽度 300mm/ 进深 370mm
重量	约 60 公斤
显示屏幕	12.1 英寸高解晰度 TFT 液晶触摸屏
供水	
供水压力	70kPa ~ 300kPa
供水温度	5℃ ~ 35℃
排水	
排水高度	最大 30cm
浓缩液供应	
供液压力	0 ~ 5kPa
吸入高度	最大 50cm
供电	
电压 / 频率	AC 220V 50/60Hz
功率	约 1500W


体外循环部分	
静脉压监测	
显示范围	-200 ~ +500mmHg
精度	± 10mmHg
血液泵	
适用泵管	外径12.2mm, 内径8mm
血流量	40mL/min ~ 600mL/min
空气探测器	
检测方式	超声波方式
检测精度	普通气泡: 0.02mL 微小气泡: 0.0003mL
肝素泵	
设定范围	0mL/h ~ 10.0mL/h
快进功能	10.0mL/h ~ 1500mL/h
注射器类型	10mL、20mL、30mL

消毒方式	
药液消毒、热消毒、热水柠檬酸消毒	

透析液路部分	
透析液流量	
设定范围	300mL/min ~ 700mL/min
透析液温度	
设定范围	30℃ ~ 40℃
精度	± 0.5℃
透析液浓度	
设定范围	12.5mS/cm ~ 15.5mS/cm
浓缩液配比	
配比比例范围	1: 16 ~ 1: 46 (B 原液: 水)
配方类型	醋酸盐 / 碳酸氢盐, 可预存 5 种配方
脱水	
脱水速度范围	0 ~ 4.00 L/h
精度	± 30mL/h 透析液流量 ± 0.1%
漏血探测器	
灵敏度	血液 0.5mL / 透析液 1L
跨膜压监测	
显示范围	-100 ~ +500mmHg
精度	± 10mmHg
透析液压监测	
显示范围	-600 ~ +600mmHg
精度	± 10mmHg

选装件	
血压计组件	
血容量监测仪 (BV 计)	
外围设备通讯端口	
浓缩液容器护栏	
移动套装	

※注意: 厂家有权在不发出通知的情况下修改相关内容, 并保留最终解释权。采购的设备配置及服务情况, 以签订的合同为准。



制造商: 威高日机装 (威海) 透析机器有限公司
地址: 山东省威海市初村镇兴山路 20 号威高工业园
联系电话: 0086-631-5716503
传真: 0086-631-5716502
电子邮箱: technicalsupport@wgonikkiso.com
网址: www.wgonikkiso.com

销售商: 威海威高血液净化制品有限公司
地址: 上海市浦东新区锦绣东路2777弄30号
联系电话: 0086-21-60437333
传真: 0086-21-60437222
邮编: 201206
网址: www.wgpb.com.cn